

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-obejmujaca-golen-i-udo-z-regulacja-ruchomosci-p-1816.html>



Orteza stawu kolanowego obejmująca goleń i udo z regulacją ruchomości

Numer katalogowy **DRQ13S**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

CECHY PRODUKTU

- dwuszytnowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 15°, 30°, 45°,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość ortezy od 56 do 72 cm