

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-patelladyn-p-2934.html>



Orteza stawu kolanowego PATELLADYN

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 7085 |
| Producent | Timago |

Opis produktu

Orteza stawu kolanowego PATELLADYN posiada silikonowy pierścień pasywnie mobilizujący i centralizujący rzepkę w stawie rzepkowo-udowym, w którym wykonywany jest ruch ślizgowy. Skierowany do wewnątrz dociąg za pośrednictwem umieszczonej pod rzepką części silikonowego pierścienia wywołuje ucisk na więzadło rzepki. Ucisk ten stymuluje czucie proprioceptywne, a w efekcie rzepka może być aktywnie (mięśniowo) sprowadzana do prawidłowej pozycji lub w niej utrzymywana.

Wskazania:

- Lateralizacja rzepki (subluksacja) w przypadku chondromalacji rzepki i zwyrodnień stawu kolanowego
- Nawracające lub nawykowe zwichnięcia rzepki
- Niewydolność więzadeł krzyżowych

Komfort:

Specjalny materiał zawierający lycrę umieszczony w dole podkolanowym zapewnia stały ucisk oraz praktycznie całkowity brak gromadzenia i tworzenia się fałd związanych z rolowaniem materiału, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia. Orteza wykonana jest z materiału, który nie zawiera lateksu.

| | Rozmiar w cm | |
|----------|---------------------|-----------------|
| | Wymiar D | Wymiar F |
| 1 | do 28 | do 38 |
| 2 | do 31 | do 41 |
| 3 | do 34 | do 44 |
| 4 | do 37 | do 47 |
| 5 | do 40 | do 50 |
| 6 | do 43 | do 53 |
| 7 | do 46 | do 56 |

Wymiar D: 14 cm poniżej szpary stawu kolanowego

Wymiar F: 14 cm powyżej szpary stawu kolanowego

Dostępne kolory: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej koźczywie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7