

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-patelladyn-p-2934.html>



Orteza stawu kolanowego PATELLADYN

Numer katalogowy	7085
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza stawu kolanowego PATELLADYN posiada silikonowy pierścień pasywnie mobilizujący i centralizujący rzepkę w stawie rzepkowo-udowym, w którym wykonywany jest ruch ślizgowy. Skierowany do wewnątrz dociąg za pośrednictwem umieszczonej pod rzepką części silikonowego pierścienia wywołuje ucisk na więzadło rzepki. Ucisk ten stymuluje czucie proprioceptywne, a w efekcie rzepka może być aktywnie (mięśniowo) sprowadzana do prawidłowej pozycji lub w niej utrzymywana.

Wskazania:

- Lateralizacja rzepki (subluksacja) w przypadku chondromalacji rzepki i zwyrodnień stawu kolanowego
- Nawracające lub nawykowe zwichnięcia rzepki
- Niewydolność więzadeł krzyżowych

Komfort:

Specjalny materiał zawierający lycrę umieszczony w dole podkolanowym zapewnia stały ucisk oraz praktycznie całkowity brak gromadzenia i tworzenia się fałd związanych z rolowaniem materiału, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia. Orteza wykonana jest z materiału, który nie zawiera lateksu.

	Rozmiar w cm	
	Wymiar D	Wymiar F
1	do 28	do 38
2	do 31	do 41
3	do 34	do 44
4	do 37	do 47
5	do 40	do 50
6	do 43	do 53
7	do 46	do 56

Wymiar D: 14 cm poniżej szpary stawu kolanowego

Wymiar F: 14 cm powyżej szpary stawu kolanowego

Dostępne kolory: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej koźczywie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7