

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-post-op-tele-range-p-1602.html>



## Orteza stawu kolanowego POST-OP (TELE-RANGE)

Numer katalogowy **505501**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Nowoczesna orteza typu POST-OP** składa się z dwóch szyn regulowanych na długość, zegarów typu ROM z regulacją zakresu ruchów zgięcia i wyprostu. Mocowanie ortezy tworzy system pasów obwodowych regulowanych i zapinanych rzepami oraz sprzączkami.

Idealne dopasowanie ortezy jest możliwe dzięki skokowej regulacji czterech poziomów podparcia. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów wpływa znacząco na trwałość produktu oraz jego estetyczny wygląd.

Orteza stawu kolanowego zapewnia stabilizację kolana i prowadzenie ruchów zgięcia oraz wyprostu w pełnym lub ograniczonym zakresie, a przy tym ogranicza niepożądane ruchy w niestabilnym stawie.

#### Cechy:

- **Zakres ruchomości:**

- zgięcie 0°-120° (co 10°)
- wyprost 10°- 40° (co 10°)

- **Szybka blokada statyczna:**

- 0°-40° (co 10°)

- **Regulacja długości:**

- zewnętrzna 53-66,5 cm (co 1,5 cm)
- wewnętrzna 26,5-37 cm (co 1,5 cm)

#### Wskazania do stosowania:

- urazy więzadeł: ACL, PCL, LCL, MCL
- urazy łąkotec
- zwyrodnienia stawu kolanowego
- skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego
- w leczeniu zachowawczym po unieruchomieniu
- po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł
- w czasie rehabilitacji leczniczej

- 
- po zabiegach operacyjnych

Rozmiar ortezy: Uniwersalny