

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-stabilizujaca-rzepke-am-osk-zs-p-2113.html>

Orteza stawu kolanowego stabilizująca rzepkę AM-OSK-Z/S



Numer katalogowy	AM-OSK-Z/S
------------------	-------------------

Producent	Reh4Mat
-----------	----------------

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

AM-OSK-Z/S to orteza typu zamkniętego, wykonana z perforowanej pianki neoprenowej, dwustronnie pokrytej tkaniną okładkową. Uzyskano doskonałe odprowadzanie wilgoci na zewnątrz ortezy dzięki zastosowaniu wewnętrznej perforacji (AIR SUPPLY SYSTEM), która pozwala również na swobodne oddychanie skóry. W wyrobie zastosowano specjalny pierścień stabilizujący na rzepkę i ustawiający ją w odpowiedniej osi stawu.

Przeznaczenie

Ortezę AM-OSK-Z/S można stosować w przypadku:

- przeciążenia stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- zwichnięć stawu kolanowego,
- lekkiej niestabilności bocznej kolana
- niestabilności rzepki (nawykowe zwichanie rzepki)
- bolesność stawu rzepkowo-udowego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL