

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-stabilizujaca-typ-bez-regulacji-kata-zgiecia-p-1824.html>



Orteza stawu kolanowego stabilizująca typ bez regulacji kąta zgięcia

Numer katalogowy	QKN01021
Producent	Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

CECHY PRODUKTU

- orteza typu otwartego wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53

* Pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL