

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-stabilizujaca-typ-z-regulacja-kata-zgięcia-p-1822.html>



## Orteza stawu kolanowego stabilizująca typ z regulacją kąta zgięcia

Numer katalogowy	<b>QKN04020</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, leczenie czynnościowe urazów stawu kolanowego wymagające ograniczenia zakresu ruchu, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

#### CECHY PRODUKTU

- wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zamkami dającymi możliwość podwójnego ograniczenia kąta zgięcia i wyprosty,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53

\* Pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL