

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-x2k-p-3295.html>



## Orteza stawu kolanowego X2K

Numer katalogowy	<b>1F73-6583E</b>
Producent	<b>Breg</b>

### Opis produktu

Podobnie jak stabilizatory FUSION orteza ta idealnie nadaje się do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu (szczególnie narciarstwo). Zaprojektowana aby zapewnić optymalne usztywnienie w przypadku kolan szpotawych lub koślawych.

#### Używana przy:

- ACL
- PCL
- więzadła poboczne.

#### Cechy charakterystyczne:

- konstrukcja o kształcie rombu zapewnienia optymalne usztywnienie w przypadku kolan szpotawych lub koślawych
- lekka aluminiowa konstrukcja
- opatentowana technologia zegarów, pozwala na ustawienie optymalnego nacisku wzdłuż stawu
- wewnętrznie mocowane taśmy zapewniają komfortowe umocowanie ortezy na nodze.

Rozmiar #	Rozmiar	15 cm nad rzepką	Obwód kolana
X = 1	XS	30 - 38 cm	32 - 37 cm
X = 2	S	38 - 46 cm	37 - 39 cm
X = 3	MD	46 - 53 cm	39 - 41 cm
X = 4	LG	53 - 61 cm	41 - 46 cm
X = 5	XL	61 - 69 cm	46 - 50 cm
X = 6	XXL	69 - 79 cm	50 - 56 cm

Mierzmy obwód kolana i 15 cm nad środkową częścią rzepki.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , MD , S , XL , XS , XXL

**TYP:** lewy , prawy

