

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-fiszbinami-ortopedycznymi-am-osk-zs-p-p-2098.html>



Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi AM-OSK-Z/S-P

Numer katalogowy **AM-OSK-Z/S-P**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza typu zamkniętego została wykonana z innowacyjnego surowca ACTIV PREN, charakteryzującego się miękkością i wysoką elastycznością, co zdecydowanie ułatwia przyleganie wyrobu do kończyny i gwarantuje właściwą kompresję stawu. Jest to strukturalny surowiec składający się z perforowanej pianki neoprenowej i poliamidowych dzianin okładkowych. Dzięki zastosowaniu systemu AIR SUPPLY (wewnętrznej perforacji ortezy), zabezpieczony staw jest dodatkowo wentylowany, a także utrzymywana jest odpowiednia jego ciepłota. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co sploty dzianiny nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach dużej kompresji. Wyrób wyposażono w niezależne zespoły taśm VELCRO, elastyczne fiszbiny boczne, anatomicznie wyprofilowany pierścień o właściwościach przeciwgrzybiczych doskonale stabilizujący rzepkę.

Przeznaczenie

Ortezę można stosować w przypadku:

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- po rekonstrukcji więzadeł kolana,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia),
- zapobiegania kontuzji, nawykowych, pourazowych zwichnięć stawu kolanowego i rzepki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL