

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-fiszbinami-ortopedycznymi-i-zapięciem-krzyżowym-am-osk-zs-x-p-2061.html>



Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X

Numer katalogowy **AM-OSK-Z/S-X**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza typu zamkniętego AM-OSK-Z/S-X jest profesjonalnym wyrobem medycznym służącym do ochrony stawu kolanowego. Została wykonana ze strukturalnego surowca ActivPren. Dzięki zastosowaniu systemu AIR SUPPLY SYSTEM, polegającemu na wewnętrznej perforacji elementu miękkiego ortezy, wyrób posiada właściwości swobodniejszego oddychania skóry i odprowadzania wilgoci na zewnątrz ortezy. Wyrób wyposażono w niezależne zespoły taśm VELCRO, elastyczne fiszbinę boczne, anatomicznie wyprofilowany pierścień rzepki o właściwościach przeciwwrzączeniowych. Dodatkowo, przednie zapięcia krzyżowe doskonale stabilizują rzepkę chroniąc przed jej zwichnieniem.

Przeznaczenie

Ortezę AM-OSK-Z/S-X można stosować w przypadku:

- podwichnięcia rzepki – nawykowe, pourazowe
- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL