

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgięcia-genu-immobil-adjuster-50k322-p-7367.html>



Orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia Genu Immobil Adjuster 50K322

Numer katalogowy	9528
Producent	Ottobock

Opis produktu

Nowatorskie rozwiązania techniczne

Orteza stawu kolanowego Genu Immobil Adjuster stabilizuje i odciąża staw kolanowy. Nieporównywalną zaletą ortezy są nowatorskie rozwiązania techniczne oraz design. Orteza umożliwia zmianę programu rehabilitacji — w pierwszym etapie może służyć do unieruchomienia kolana, a w kolejnym — pozwala na stopniowe zwiększanie zakresu ruchomości stawu kolanowego, ułatwiając wczesny powrót pacjenta do aktywności. Ze względu na indywidualnie pozycjonowane szyny bocznych, orteza o jednym, uniwersalnym rozmiarze może być stosowana w rehabilitacji szerokiego grona pacjentów.

Korzyści w skrócie:

- Uniwersalny rozmiar,
- Wysoki komfort noszenia,
- Lekka konstrukcja oraz łatwa w utrzymaniu higieny,
- Indywidualne dopasowanie,
- Szyny przyczepiane rzepem do fartucha głównego na udzie i łydce.

Innowacyjne rozwiązania:

- Orteza posiada teleskopowe szyny boczne regulowane w zakresie długości 51 - 62cm,
- Zastosowano przegub umożliwiający regulację kąta zgięcia i wyprostu w następujących zakresach:
 - Zgięcie: co 10° (w zakresie od -10° do 30°), co 15° (w zakresie od 30° do 120°)
 - Wyprost: co 10° (w zakresie od -10° do 30°), co 15° (w zakresie od 30° do 90°)
- Dodatkowo, w przegubie zastosowano specjalną blokadę, umożliwiającą szybkie ustawienie ortezy w pełnym wyproście 0° oraz zgięciu 15° lub 30°.

Wskazania:

- Pozabiegowe i pourazowe unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchów w stawie kolanowym.