

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgięcia-genu-immobil-vario-t-8066-p-7368.html>



Orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia Genu Immobil Vario T 8066

Numer katalogowy	9529
Producent	Ottobock

Opis produktu

Pozabiegowa rehabilitacja

Orteza kolana Genu Immobil Vario T, umożliwia zmianę programu rehabilitacji — w pierwszym etapie może służyć do unieruchomienia kolana, a w kolejnym — pozwala na stopniowe zwiększanie zakresu ruchomości stawu kolanowego, ułatwiając wczesny powrót pacjenta do aktywności. Mechaniczny przegub kolanowy można regulować — tak w odniesieniu do zgięcia jak i wyprosty — w zakresie co 10° i dzięki temu sprawdza się w licznych zastosowaniach terapeutycznych. Ze względu na indywidualnie pozycjonowane szyny bocznych, orteza o jednym, uniwersalnym rozmiarze może być stosowana w rehabilitacji szerokiego grona pacjentów.

Korzyści w skrócie:

- Uniwersalny rozmiar
- Wysoki komfort noszenia
- Lekka konstrukcja oraz łatwa w utrzymaniu higieny
- Indywidualne dopasowanie
- Regulacja zgięcia i wyprosty co 10°, pozwala na wczesne, stopniowe uruchamianie pacjenta
- Orteza posiada teleskopowe szyny boczne regulowane w zakresie długości 55 - 65cm
- Szyny przyłączone rzepem do fartucha głównego na udzie i łydce
- Rozmiar: uniwersalny.

Wskazania:

- Pozabiegowe i pourazowe unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchów w stawie kolanowym.