

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-regulacja-konta-zgiecia-i-wyprostu-ocr200-di-p-2310.html>



## Orteza stawu kolanowego z regulacją konta zgięcia i wyprostu OCR200 D/I

Numer katalogowy	<b>OCR200 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Orteza wykonana z lekkiego, wąskoprofilowego aluminium (szkielet modelowany anatomicznie), posiada dynamiczne, policentryczne zegary umożliwiające kontrolę oraz ograniczenie zakresu ruchu w stawie kolanowym. Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownika wewnątrz ortezy jest wyściełane antypoślizgowym materiałem. Staw użytkownika chroniony jest dodatkowo poduszkami pneumatycznymi. Do ustawienia kąta zgięcia i wyprostu służą stalowe, ocynkowane kliny montowane za pomocą wkrętów. Oznaczenia na ich powierzchni ułatwiają pracę z ortezą. Po dopasowaniu możliwe jest minimalne, indywidualne doprofilowanie ramy. System taśm stabilizujących umożliwia bardzo dokładną regulację do potrzeb użytkownika i jego budowy anatomicznej. Taśmy również zaopatrzone są w specjalne peloty antypoślizgowe.

#### Zastosowanie:

urazy więzadeł pobocznych, leczenie zachowawcze złożonych niestabilności stawu w wyniku urazów, zerwanie więzadła krzyżowego w połączeniu z uszkodzeniem więzadła pobocznego (Triada), leczenie po zabiegach operacyjnych więzadeł ACL i PCL.

#### Działanie:

kontrola zakresu ruchu w stawie kolanowym, stabilizacja w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej (z uwzględnieniem naturalnej szpotawości lub koślawości stawu), hamowanie patologicznych ruchów piszczeli względem kości udowej.

#### Kontrola ruchów:

##### Możliwe ustawienia:

- wyprostu: 0, 10, 20, 30, 40 stopni
- zgięcia: 45, 60, 75, 90 stopni.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód uda 15 cm nad kolanem (cm)	34-41	41-48	48-55	55-62	62-69

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS  
**TYP:** lewy , prawy