

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-ruchomym-stawem-kolanowym-z-redukcja-kata-zgiecia-61127112-p-2246.html>



## Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym, z redukcją kąta zgięcia 6112/7112

Numer katalogowy **6112/7112**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator wykonany z materiału 3-TEX®, posiada: z przodu rozcięcie sięgające do podstawy rzepki, wyprofilowane anatomicznie policentryczne szyny boczne, które posiadają zegar pozwalający na ustawienie zakresu ruchu w stawie (0-15-30-60-90 stopni), górne i dolne taśmy dociągowe.

#### Zastosowanie:

pooperacyjnie, pourazowo, proces rehabilitacji, ustawienie zakresu ruchu w stawie po zabiegach na więzadłach stawu kolanowego (np. na więzadłach krzyżowych).

#### Działanie:

podparcie, ucisk i bardzo dobre przyleganie do kończyny, kontrola zakresu ruchu w stawie, stabilizacja boczno-przyśrodkowa stawu.

**Długość:** 35 cm.

**Kolor:** 6112(beż) / 7112(czarny).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	50-55

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

**Kolor:** beżowy , czarny