

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-ruchomym-stawem-kolanowym-z-regulacja-kata-zgiecia-4112-p-2294.html>



## Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia 4112

Numer katalogowy **4112**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Wykonany z 5 mm neoprenu stabilizator posiada: szyny policentryczne, regulację kątów zgięcia i wyprostu w zakresie 0-15-30-60-90 stopni, taśmy dociągowe (po 1 na udzie i na podudziu w 4112 oraz po 2 na udzie i na podudziu w 4113), rozcięcie rękawa z przodu na udzie do podstawy rzepki, U-kształtne podparcie rzepki mocowane na velcro, otwory wentylacyjne w dole podkolanowym.

#### Zastosowanie:

pooperacyjnie, pourazowo, proces rehabilitacji, kontrola zakresu ruchomości w stawie po rekonstrukcji więzadeł (krzyżowych, pobocznych).

#### Działanie:

kontrola boczno-przyśrodkowej i przednio-tylnej niestabilności kolana, kontrola zakresów ruchu, stabilizacja, ucisk, izolacja cieplna.

#### Sporty:

siatkówka, piłka ręczna, inne.

**Dostępne (inne) modele:** 4113(granat) / 5113(beż) - długość 45 cm.

**Długość:** 35 cm.

**Kolor:** 4112(granat) / 5112(beż).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

---

**Kolor:** beżowy , granatowy