

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-szynami-bocznymi-am-osk-z1-p-2102.html>

Orteza stawu kolanowego z szynami bocznymi AM-OSK-Z/1



Numer katalogowy	AM-OSK-Z/1
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza typu zamkniętego, wykonana z perforowanej pianki neoprenowej, dwustronnie pokrytej tkaniną okładkową. Posiada dwa niezależne zespoły pasów wzmacniających wykonane z taśm VELCRO. Wyrób wyposażono w jednoosiowe szyny boczne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zbrojonego włóknami węglowymi. Układ szyn w ortezie oraz ich specyficzna elastyczność, powoduje właściwe przyleganie wyrobu do zabezpieczonej kończyny i pozwala na uzyskanie doskonałej stabilizacji zabezpieczonego stawu. Tak precyzyjna regulacja wyrobu zdecydowanie ułatwia proces rehabilitacji uszkodzonego stawu kolanowego.

Wewnętrzna perforacja ortezy zapewnia doskonałe odprowadzanie wilgoci i nadmiaru ciepła ze skóry pacjenta. Zaś, zastosowanie anatomicznie wyprofilowanego pierścienia wykonanego z pianki o właściwościach przeciwwgrzybiczych zapewnia wysoki stabilizacji stawu rzepkowo-udowego.

Przeznaczenie

Ortezę AM-OSK-Z/1 można stosować w przypadku:

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- podwichnięcia rzepki – nawykowe, pourazowe

Szyny 1

Szyny [1] – to jednoosiowe szyny ortopedyczne, które głównie stosuje się we wszystkich ortezach stawu kolanowego. Szyny zapewniają dużą stabilizację boczną stawu, zachowując jednocześnie niską wagę wyrobu. Dzięki temu cieszą się one dużym powodzeniem, szczególnie wśród osób starszych. Szyny wykonane są z wysokiej jakości stopu aluminium, co powoduje że są one lekkie, a zarazem odpowiednio sztywne, gwarantujące poprawne działanie wyrobu. Każda z nich posiada zabezpieczenie przeciwprzeprostne, utrzymujące kończynę w kącie zgięcia 5 stopni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL , XXXXL