

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-szynami-bocznymi-i-stabilizacja-rzepki-reflex-long-p-1899.html>



## Orteza stawu kolanowego z szynami bocznymi i stabilizacją rzepki REFLEX LONG

Numer katalogowy	<b>MQB3N</b>
Producent	<b>Meyra Medical</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

#### CECHY PRODUKTU

- orteza wykonana z oddychającego, o strukturze przestrzennej (dystansowej) materiał odprowadza wilgoć dzięki czemu poprawia komfort użytkownika,
- szyny boczne umożliwiają dopasowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkownika,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje dodatkowo pierścień stabilizujący
- rzepkę, którego położenie i długość można dostosować do potrzeb i rodzaju dysfunkcji,
- wersja otwarta i zamknięta,
- długość ortezy 40 cm.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL**
Obwód uda* (c m)	30-36	36-44	44-50	50-57	57-64	64-72	72-78

\* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki

\*\* dotyczy ortezy otwartej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

