

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-szynami-elastycznymi-i-zapięciem-krzyżowym-am-osk-zs-a-p-2052.html>



Orteza stawu kolanowego z szynami elastycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-A

Numer katalogowy **AM-OSK-Z/S-A**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza typu zamkniętego AM-OSK-Z/S-A jest profesjonalnym wyrobem medycznym kl. I poprawiającym wydolność chodu, służącym do rehabilitacji uszkodzeń stawu kolanowego. Została ona wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowanej zewnętrznie z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Przeznaczenie

Ortezę AM-OSK-Z/S-A można stosować w przypadku:

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- po rekonstrukcji więzadeł kolana,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia),
- podwichnięcia rzepki – nawykowe, pourazowe

Elastyczne szyny boczne

W wyrobie zastosowano elastyczne szyny boczne.

Szyny te posiadają konstrukcję resorową, a wykonano z wysokiej jakości stopów metalu i tworzyw sztucznych i zamontowano w uchwytach jako pakiety. Dzięki takiej konstrukcji szyny gwarantują niespotykaną wręcz stabilizację boczną stawu, oraz cechują się płynnym anatomicznym sposobem zginania, dzięki czemu orteza nie przesuwana się na kończynie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL

