

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-zegarem-policentrycznym-krotka-1232-p-7556.html>

Orteza stawu kolanowego z zegarem policentrycznym, krótka - 1232



Numer katalogowy	1232
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

1231 Orteza stawu kolanowego z zegarem policentrycznym, długa

Orteza wyposażona jest w ultranowoczesny, niewielki, a jednocześnie niezwykle wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny. Zapewnia bardzo dobrą stabilizację stawu kolanowego. Wykonana jest z Coolprene'u, materiału przepuszczalnego dla powietrza, dobrze odprowadzającego wilgoć. Doskonala w przypadku poważnych urazów ACL, PCL, MCL lub/i LCL, a także w procesie rehabilitacji pourazowej.

Długość ortezy wynosi 41,9 cm.

Numer katalogowy: 1231.

Rozmiary:

S (33,3-37,5),

M (37,5-40,6),

L (40,6-45,1),

XL (45,1-50,2) .

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL