

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-zegarem-policentrycznym-oraz-regulowana-dlugoscia-1237-p-7557.html>



Orteza stawu kolanowego z zegarem policentrycznym oraz regulowaną długością - 1237

Numer katalogowy	1237
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

1237 Orteza stawu kolanowego z zegarem policentrycznym oraz regulowaną długością

Orteza wyposażona jest w ultranowoczesny, niewielki, a jednocześnie niezwykle wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny. Zapewnia bardzo dobrą stabilizację stawu kolanowego. Orteza wykonana jest w systemie „otwartym”, co umożliwia obserwację stawu kolanowego, łatwą aplikację, a także dużą przewiewność. Zalecana po zabiegach chirurgicznych oraz podczas rehabilitacji pourazowej.

Numer katalogowy: 1237.

Rozmiar: uniwersalny.