

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-epi-hit-p-1624.html>



Orteza stawu łokciowego EPI-HIT

Numer katalogowy	7505
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza stawu łokciowego EPI-HIT poprzez kompresje i mikromasaż pobudza system limfatyczny oraz zmniejsza napięcie w obszarze kontuzjowanego aparatu mięśniowego i ścięgien. Terapia przy użyciu ortezy może zostać funkcjonalnie rozszerzona przez dodatkowe zastosowanie opaski stawu promieniowo-nadgarstkowego. Opaska częściowo unieruchamia staw i zapobiega mechanicznym zwiększeniom napięcia mięśni prostowników a tym samym przyczynia się do regeneracji tkanki. Redukuje ruchy obrotowe które przyczyniają się do stanów chorobowych nadkłykcia przyśrodkowego i bocznego kości ramiennej. System rzepów zapewnia idealne dopasowanie ortezy do kończyny oraz zabezpieczenie przed zsunięciem.

Wskazania:

- Łokieć tenisisty (zapalenie nadkłykcia bocznego)
- Łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego)

Komfort:

Orteza jest wykonana z najnowocześniejszych materiałów i w dużym stopniu łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Wysoce elastyczny i wytrzymały materiał umożliwia stosowanie ortezy podczas aktywności sportowej.

Orteza EPI-HIT dostarczana jest w zestawie terapeutycznym zawierającym:

- Klamrę na okolicę nadkłykci
- Opaskę na nadgarstek

Rozmiar: uniwersalny

Dostępne kolory:

Klamra: szary/pomarańczowy

Opaska: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie

