

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-lokciowego-epidyn-aktiv-p-1625.html>



## Orteza stawu łokciowego EPIDYN-AKTIV

Numer katalogowy	<b>7515</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza stawu łokciowego EPIDYN AKTIV** służy odciążeniu i kompresji stawu łokciowego. Silikonowe peloty z wypustkami korzystnie wpływają na bolesne zapalenie ścięgien lub przyczepów ścięgniastych przy zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz torebek stawowych. Peloty poprawiają ukrwienie i przyspieszają wchłanianie wysięków. Okrężna taśma wspomaga zmniejszenie napięcia w zmienionej zapalnie tkance ścięgniastej w okolicach nadkłykcia i przyspiesza leczenie.

### Wskazania:

- Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej tzw. łokieć tenisisty
- Tendomiopatia
- Zwyródnienie stawu łokciowego
- Osłabieniu więzadeł
- Skręcenie stawu łokciowego
- Stany zapalne po zabiegach operacyjnych i złamaniach
- Reumatyczne wysięki dostawowe

### Komfort:

Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Materiał jest bardzo odporny na rozciąganie, dopasowuje się optymalnie do konturów stawu łokciowego.

#### Obwód stawu łokciowego

Rozmiar w cm	
<b>S</b>	do 26
<b>M</b>	26 - 28
<b>L</b>	28 - 30
<b>XL</b>	30 - 32
<b>XXL</b>	ponad 32

**Dostępne kolory:** szary

**Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.**

**Miejsce pomiaru:** 5

**Tabela pomiarowa:** [link](#)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL