

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-epidyn-aktiv-p-1625.html>



Orteza stawu łokciowego EPIDYN-AKTIV

Numer katalogowy	7515
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza stawu łokciowego EPIDYN AKTIV służy odciążeniu i kompresji stawu łokciowego. Silikonowe peloty z wypustkami korzystnie wpływają na bolesne zapalenie ścięgien lub przyczepów ścięgniastych przy zapaleniu nadkłykcia bocznej kości ramiennej oraz torebek stawowych. Peloty poprawiają ukrwienie i przyspieszają wchłanianie wysięków. Okrężna taśma wspomaga zmniejszenie napięcia w zmienionej zapalnie tkance ścięgniastej w okolicach nadkłykcia i przyspiesza leczenie.

Wskazania:

- Zapalenie nadkłykcia bocznej kości ramiennej tzw. łokieć tenisisty
- Tendomiopatia
- Zwyródnienie stawu łokciowego
- Osłabieniu więzadeł
- Skręcenie stawu łokciowego
- Stany zapalne po zabiegach operacyjnych i złamaniach
- Reumatyczne wysięki dostawowe

Komfort:

Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Materiał jest bardzo odporny na rozciąganie, dopasowuje się optymalnie do konturów stawu łokciowego.

Obwód stawu łokciowego

Rozmiar w cm	
S	do 26
M	26 - 28
L	28 - 30
XL	30 - 32
XXL	ponad 32

Dostępne kolory: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.

Miejsce pomiaru: 5

Tabela pomiarowa: [link](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL