

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-epidyn-kids-p-2947.html>

Orteza stawu łokciowego EPIDYN KIDS



Numer katalogowy **87237**

Producent **Timago**

Opis produktu

Orteza stawu łokciowego EPIDYN Kids służy do odciążenia i kompresji stawu łokciowego. Silikonowe peloty z wypustkami mają korzystny wpływ na bolesne zapalenie ścięgien lub przyczepów ścięgniastych przy zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz torebek stawowych. Peloty poprawiają ukrwienie i przyspieszają wchłanianie wysięków.

Wskazania:

- Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej tzw. Łokieć tenisisty
- Osłabienie więzadeł
- Skręcenie stawu łokciowego
- Stany zapalne po zabiegach operacyjnych i złamaniach
- Tendomiopatia
- Wylewy dostawowe w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Komfort:

Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Materiał jest bardzo odporny na rozciąganie i dopasowuje się optymalnie do konturów stawu łokciowego.

Rozmiar: dziecięcy 18 - 20 cm

Dostępne kolory: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.