

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-lockowego-epidyn-stabil-p-1626.html>



Orteza stawu łokciowego EPIDYN-STABIL

Numer katalogowy **7517**

Producent **Timago**

Opis produktu

Orteza stawu łokciowego EPIDYN-STABIL odciąża i stabilizuje staw łokciowy. Elastyczny materiał uciskowy oraz boczne peloty silikonowe wspomagają propriocepcję, spiralne fiszbiny stabilizują oraz odciążają zmienioną zapalnie tkankę ścięgniastą w okolicach nadkłykcia. Mikromasaż wywiera korzystny wpływ na ból przyczepu ścięgna, poprawia krążenie i powoduje szybsze wchłanianie wysięków.

Wskazania:

- Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
- Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
- Niestabilności więzadeł pobocznych
- Zwrodnienie stawu łokciowego

Komfort:

Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Materiał jest bardzo odporny na rozciąganie, dopasowuje się optymalnie do konturów stawu łokciowego.

Obwód przedramienia

Rozmiar w cm

S	do 23
M	24 - 26
L	27 - 29
XL	30 - 32
XXL	ponad 32

Dostępne kolory: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.

Miejsce pomiaru: 6

Tabela pomiarowa: [link](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL

