

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-epidyn-stabil-p-1626.html>



## Orteza stawu łokciowego EPIDYN-STABIL

Numer katalogowy **7517**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Orteza stawu łokciowego EPIDYN-STABIL** odciąża i stabilizuje staw łokciowy. Elastyczny materiał uciskowy oraz boczne peloty silikonowe wspomagają propriocepcję, spiralne fiszbiny stabilizują oraz odciążają zmienioną zapalnie tkankę ścięgniastą w okolicach nadkłykcia. Mikromasaż wywiera korzystny wpływ na ból przyczepu ścięgna, poprawia krążenie i powoduje szybsze wchłanianie wysięków.

### Wskazania:

- Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
- Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
- Niestabilności więzadeł pobocznych
- Zwrodnienie stawu łokciowego

### Komfort:

Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Materiał jest bardzo odporny na rozciąganie, dopasowuje się optymalnie do konturów stawu łokciowego.

**Obwód przedramienia**

**Rozmiar w cm**

<b>S</b>	do 23
<b>M</b>	24 - 26
<b>L</b>	27 - 29
<b>XL</b>	30 - 32
<b>XXL</b>	ponad 32

**Dostępne kolory:** szary

**Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.**

**Miejsce pomiaru:** 6

**Tabela pomiarowa:** [link](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL

