

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-p-1856.html>

Orteza stawu łokciowego



Numer katalogowy	QEM061/62
------------------	------------------

Producent	Qmed
-----------	-------------

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Leczenie, doleczenie i rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych, wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z kontrolą zakresu ruchu w stawie łokciowym.

CECHY PRODUKTU

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- wersja prawa i lewa,
- kolor szary.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar uniwersalny