

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-protectepi-p-7916.html>



Orteza stawu łokciowego protect.Epi

Numer katalogowy **9828**

Producent **Medi**

Opis produktu

orteza stawu łokciowego z pelotką z viscoelastiku

Wskazania

- boczne i przyśrodkowe zapalenie nadkłykcia
- zwicnięcie łokcia
- wysięki śródstawowe i obrzęki spowodowane zapaleniem stawów i zwyrodnieniowym zapaleniem stawów
- „łokieć tenisisty i golfisty”
- chroniczne pooperacyjne i pourazowe stany zapalne

Zasada działania

uciskowa dzianina dająca efekt masażu z pelotkami z wiskozy, umożliwiającą szybszą resorpcję krwiaków i obrzęków

Właściwości

- anatomicznie dopasowana dzianina
- bardzo elastyczny, przepuszczający powietrze i wilgoć, materiał z dzianiny

pomiar obwód 5 cm od środka stawu łokciowego

II

20 - 23 cm

K.630.802

III

23 - 26 cm

K.630.803

IV

26 - 29 cm

K.630.804

V

29 - 32 cm

K.630.805

VI

32 - 35 cm

K.630.806

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: II , III , IV , V , VI