

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-z-blokada-kata-wyprostu-am-sl-02-p-2312.html>

## Orteza stawu łokciowego z blokadą kąta wyprostu AM-SL-02



Numer katalogowy **AM-SL-02**

Producent **Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka produktu

##### Orteze stawu łokciowego stosujemy przy:

1. Stabilizacji stawu łokciowego, odciąża przyczepy mięśni przedramienia i ręki,
2. Łagodzeniu dolegliwości bólowych utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk ma działanie zmniejszające obrzęki,
3. Wchłanianiu wysięków i krwiaków po przebytych urazach
4. Umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów

##### Orteza stawu łokciowego wykonana z surowca CODURA.

**CODURA** to tkanina wysoce odporna na przetarcia wykonana z poliamidu z powłoką poliuretanową z apreturą teflonu. Struktura włókien i metoda tkania zapewniają jej dużą wytrzymałość na otarcia i przetarcia. Jest to tkanina o dużej odporności na działanie warunków atmosferycznych, a ponadto, dzięki swej wewnętrznej strukturze jest bardzo lekka. Zewnętrzna strona tkaniny powleczone jest warstwą teflonu. Wyroby ortopedyczne wykonane z surowca CODURA to najcieńsze i najmocniejsze ortezy na rynku. Surowiec wodoodporny.

##### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S