

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-z-regulacją-kąta-zgięcia-z-ujęciem-reki-lub-bez-tp6300-p-2117.html>



## Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez TP6300

Numer katalogowy **TP6300**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza składa się z dwóch termoplastycznych modułów obejmujących ramię i przedramię, które połączone są ze sobą szynami pozwalającymi na ustawianie różnych kątów zgięcia i wyprostu oraz zakresu ruchu w stawie łokciowym. Oba powyższe moduły obejmują kończynę od wewnętrznej i zewnętrznej strony. Panele stabilizowane są taśmami micro-velcro przeciąganymi przez sprzączki. Taśmy mogą być skracane ze względu na ruchomą końcówkę velcro. Na kończynę zakładany jest bawełniany rękaw dołączony do ortezy. Dodatkowo w komplecie znajduje się taśma temblakowa do podwieszenia zabezpieczonej kończyny, którą zapinamy do ortezy za pomocą velcro.

#### Zastosowanie:

Złamania kości ramiennej, leczenie pooperacyjne, złamania patologiczne, jako dodatkowe zabezpieczenie w zespoleniach wewnętrznych, w rehabilitacji.

#### Działanie:

Unieruchomienie kończyny w stawie łokciowym w kącie zgięcia bądź ustawienie zakresu ruchu, ochrona i stabilizacja w złamaniach stawu łokciowego, jako dodatkowe zabezpieczenie kończyny w zespoleniach wewnętrznych, gdy okolica stawu łokciowego musi być otwarta lecz wymaga unieruchomienia.

#### Kontrola ruchów:

Orteza pozwala na regulację zakresu ruchu w stawie oraz na ustawienie zgięcia w stawie bez możliwości ruchu w kącie.

**Kolor:** biały

### Tabela - rozmiary:

Długość ortezy TP6300 (cm)	ROZMIAR	A Pod pachą	B Połowa ramienia	C Obwód przedramienia bliżej łokcia	D Obwód przedramienia przed nadgarstkiem	Zakres tolerancji
35-47	XS/1	25	22	22	19	+3
35-47	S/2	27	24	24	21	+3
35-50	M/3	30	27	27	24	+4
35-50	L/4	32	29	29	26	+4
35-50	XL/5	34	31	29	26	+4

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS