

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-lokciowego-z-regulacja-wyprostu-eb-l-p-2339.html>

## Orteza stawu łokciowego z regulacją wyprostu EB-L



Numer katalogowy

**EB-L**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu łokciowego wykonana z ProFit. Jest to dwuwarstwowa tkanina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drgania mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu. Jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Wyrób wyposażono w elastyczne fiszby boczne doskonale stabilizujące staw łokciowy, pasy dociągowe VELCRO gwarantujące idealne dopasowanie ortezy do kończyny oraz zamek błyskawiczny ułatwiający zakładanie wyrobu.

#### Właściwości

1. Stabilizuje staw łokciowy, odciąża przyczepy mięśni przedramienia i ręki.
2. Łagodzi dolegliwości bólowe poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk ma działanie zmniejszająca obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków po przebytych urazach.
3. Umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

#### Przeznaczenie

- Po przebytych urazach stawu łokciowego,
- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych ok. przyczepów mięśni przedramienia na tle przeciążeniowo zapalnym
- Profilaktycznie w sporcie i w niektórych ciężkich pracach fizycznych związanych z ruchami rotacyjnymi przedramienia i ręki i powodujących znaczne przeciążenia stawów łokciowych. Spełnia funkcję ochronną w sportach kontaktowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL