

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-lokciowego-z-regulacja-wyprostu-eb-l-p-2339.html>

Orteza stawu łokciowego z regulacją wyprostu EB-L



Numer katalogowy

EB-L

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu łokciowego wykonana z ProFit. Jest to dwuwarstwowa tkanina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drgania mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu. Jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Wyrób wyposażono w elastyczne fiszby boczne doskonale stabilizujące staw łokciowy, pasy dociągowe VELCRO gwarantujące idealne dopasowanie ortezy do kończyny oraz zamek błyskawiczny ułatwiający zakładanie wyrobu.

Właściwości

1. Stabilizuje staw łokciowy, odciąża przyczepy mięśni przedramienia i ręki.
2. Łagodzi dolegliwości bólowe poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk ma działanie zmniejszająca obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków po przebytych urazach.
3. Umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

Przeznaczenie

- Po przebytych urazach stawu łokciowego,
- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych ok. przyczepów mięśni przedramienia na tle przeciążeniowo zapalnym
- Profilaktycznie w sporcie i w niektórych ciężkich pracach fizycznych związanych z ruchami rotacyjnymi przedramienia i ręki i powodujących znaczne przeciążenia stawów łokciowych. Spełnia funkcję ochronną w sportach kontaktowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL