

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-z-regulowanym-katem-zgięcia-i-wyprostu-1287-p-7639.html>



Orteza stawu łokciowego z regulowanym kątem zgięcia i wyprostu - 1287

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 1287 |
|------------------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Oppo |
|-----------|-------------|

Opis produktu

1287 Orteza stawu łokciowego z regulowanym kątem zgięcia i wyprostu.

Orteza zapewnia doskonałą stabilizację stawu łokciowego. Szyny z zawiasami zapewniają kontrolę ruchu stawu, z możliwością regulacji zakresu zgięcia oraz wyprostu. Orteza, wykonana z **przepuszczającego powietrze Breathprenu z bawełnianym podszyciem** zapewnia duży komfort noszenia, a ponadto utrzymuje ciepło w rejonie stawu. Zalecana do leczenia zwichnięć oraz pęknięć bez przemieszeń w rejonie łokcia, usztywnienia po operacjach (np. rekonstrukcji) oraz po leczeniu za pomocą gipsu, leczenia urazów tkanki miękkiej wymagającej usztywnienia. Występuje w wersji lewej lub prawej.

Numer katalogowy: 1287.

Rozmiar (obwód wokół łokcia):

S 23,2cm - 25,7cm

M 26,0cm - 28,3cm

L 28,6cm - 30,8cm

XL 31,1cm - 33,3cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL