

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-z-ujeciem-reki-lub-bez-4303-p-2459.html>



## Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez 4303

Numer katalogowy **4303**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana jest z 3 mm neoprenu, odpowiednio zaprojektowana i uszyta by nie zsuwała się i dobrze przylegała do ciała, na łokciu naszyta jest dodatkowa 3 mm warstwa neoprenu.

**Zastosowanie:**

profilaktyka urazów sportowych, do prac fizycznych.

**Działanie:**

ochrona przed urazami, ucisk, stabilizacja, izolacja cieplna, redukcja dolegliwości bólowych.

**Sporty:**

siatkówka, piłka ręczna, inne.

**Długość:** 22 cm.

**Kolor:** 4303(granat) / 5303(beż).

### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód wokół łokcia (cm)	21-24	24-26	26-29	29-32	32-35

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy