

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-z-ujęciem-reki-z-regulacją-kątową-p-2954.html>



Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki (z regulacją kątową)

Numer katalogowy **CH-77**

Producent **Timago**

Opis produktu

Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu lekkiej aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie wyrobu do budowy anatomicznej pacjenta, a także bardzo dobrą stabilizację (zupełnie niespotykaną w przypadku tradycyjnej stabilizacji segmentarnej- jednoszynowej).

Głównym komponentem produktów Chrisofix jest bardzo cienki, a przy tym lekki i wytrzymały aluminiowy rdzeń otoczony wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką z bawełny i pianki polietylenowej.

Wskazanie do stosowania ortezy:

- schorzenia neurologiczne centralnego lub obwodowego układu nerwowego,
- zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego,
- złamania i pęknięcia śród-stawowe stawu łokciowego,
- stany zapalne ostre i przewlekłe stawów łokciowego i nadgarstkowego,
- ostre lub przewlekłe stany zapalne kości przedramienia i/lub ramienia,
- w leczeniu zachowawczym po zabiegach operacyjnych,
 - po zdjęciu opatrunku gipsowego,
 - w celu stabilizacji ramienia, stawu łokciowego, przedramienia i stawu nadgarstkowego przy jednoczesnym ograniczeniu supinacji i pronacji przedramienia.

Regulacja w zakresie 90-100 stopni

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S