

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-nadgarstkowego-z-szyna-aluminiowa-protectwrist-support-p-7919.html>



## Orteza stawu nadgarstkowego z szyną aluminiową protect.Wrist support

Numer katalogowy **9831**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Orteza stawu nadgarstkowego z szyną aluminiową

#### Wskazania

- unieruchomienie po skręceniach
- reumatoidalne zapalenie stawów
- chroniczne, pourazowe lub pooperacyjne podrażnienia tkanki miękkiej

#### Zasada działania

unieruchomienie i stabilizacja nadgarstka

#### Właściwości

- orteza obejmuje dookoła staw nadgarstkowy
- możliwość dopasowania metalowej szyny do kształtu anatomicznego nadgarstka
- wykonane z materiału przyjaznego dla skóry
- możliwość noszenia na prawej lub lewej ręce

pomiar  
obwód nadgarstka

rozmiar	cm	numer artykułu
I	13 - 15	G.680.502
II	15 - 18	G.680.503
III	18 - 20	G.680.504

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III