

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-tobisil-84019401-p-2329.html>



Orteza stawu skokowego TOBISIL 8401/9401

Numer katalogowy **8401/9401**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza stawu skokowego wykonana z materiału o oddychającej strukturze, która bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, posiada dwustronnie umieszczone wkładki silikonowe, które powodują redukcję obrzęku w trakcie chodzenia oraz masują okolice do której przylegają.

Zastosowanie:

doleczanie po zabiegach na ścięgnie Achillesa, zespoły bólowe stawu skokowego, pourazowo.

Działanie:

stabilizacja stawu skokowego, poprawa krążenia w okolicy przylegania, ochrona przed urazami okolic okołokostkowych, szczególnie ważna przy zespołach bólowych, utrzymywanie ciepła w okolicach wkładek silikonowych, redukcja bólu.

Kolor: 8401(beż) / 9401(czarny).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód 2 cm nad kostką (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , czarny