

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-z-anatomicznymi-poduszkami-powietrznymi-i-pasem-spiralnym-am-sx-07-p-2165.html>

## Orteza stawu skokowego z anatomicznymi poduszkami powietrznymi i pasem spiralnym AM-SX-07



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>AM-SX-07</b> |
| Producent        | <b>Reh4Mat</b>  |

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu skokowego AM-SX-07 obejmująca goleń i stopę zalicza się do ortez z grupy AFO i należy do najlepiej stabilizujących i najbardziej komfortowych ortez stawu skokowego dostępnych na rynku. Powstała z myślą o sportowcach cierpiących na doelgliwości ze strony stawu skokowego.

#### **Orteza została wykonana z surowca PowerFIT.**

Jeżeli chcesz, by orteza używana przez Ciebie była niezauważalna dla innych osób, jeżeli chcesz by nie ograniczała Ci w żaden sposób ruchu podczas codziennego użytkowania, jeżeli chcesz by cechowała się wyjątkowo skuteczną kompresją – wybierz ortezę wykonaną z surowca PowerFIT. Jest to trójwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu oraz jego walory estetyczne, jest odporna na brud i ścieranie. Wewnętrzny rdzeń odpowiada również za kompresję i redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana, odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ze względu na specyficzną konstrukcję surowca PowerFit, używając ortezy w gorącym środowisku – zabezpieczony staw pozostaje chłodny, używając jej zaś w niskich temperaturach – staw jest lekko ocieplany. Ortezy wykonane z tego surowca, to najbardziej zaawansowane technologicznie ortesy na rynku, których użytkowanie jest praktycznie niezauważalne dla pacjenta oraz jego środowisko.

W celu ułatwienia zakładania i lepszego dopasowania wyrobu, posiada on od tyłu konstrukcję otwartą. Z boków zamontowano nieelastyczne kieszenie na anatomicznie wyprofilowane łuski z tworzywa sztucznego, wyposażone w poduszki powietrzne. Innowacyjne komory powietrzne zapewniają mikromasaż i działają przeciwozrękowo i przeciwwzapalnie.

Dodatkowo wyrób wyposażono w taśmę spiralną stabilizującą staw skokowy i zapobiegającą przesuwaniu się łusek bocznych względem kończyny.

Taka konstrukcja ortezy powoduje, że doskonale stabilizuje ona każdy staw skokowy, zapobiegając jego skręceniu. Zapewnia równowagę pomiędzy ochroną i wsparciem oraz nie ogranicza funkcjonalności stawu skokowego. Elegancka i funkcjonalna

---

orteza bez problemu mieści się w dowolnym bucie sportowym, nie rozpychając go.

AirPower to doskonałe rozwiązanie dla sportowców, którzy po urazie pragną jak najszybciej wrócić do treningów. Można go stosować również profilaktycznie w przypadku uprawiania sportów halowych, motorowych czy walki, w których staw skokowy jest narażony na częste kontuzje.

### **Zastosowanie**

- skręcenie i zwichnięcie stawu skokowego,
- nawykowe zwichnięcia stawu skokowego,
- zespół bólowy stawu skokowego i aparatu więzadłowego,
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym (złamania)
- przewlekła niestabilność i stany zapalne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy