

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-z-luskami-stabilizujacyami-am-oss-02-p-2161.html>



## Orteza stawu skokowego z łuskami stabilizującymi AM-OSS-02

Numer katalogowy	<b>AM-OSS-02</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Stabilizator stawu skokowego – wykonany został z perforowanej dzianiny przestrzennej, która ze względu na swoją perforowaną strukturę ma niespotykane właściwości wentylujące oraz pasa VELCRO.

Ortezę VINCERO można stosować zarówno w okresie doleczenia urazów, jak i jako profilaktyczne zabezpieczenie stawu skokowego w trakcie uprawiania sportu.

Łuski boczne zostały wyłożone miękką pianką neoprenową i zastosowano w nich system odciążenia kostek, dzięki czemu użytkowanie wyrobu stało się jeszcze bardziej komfortowe. Opcjonalnie orteza może być wyposażona w wkładki silikonowe.

Orteza stawu skokowego z łuskami stabilizującymi VINCERO służy do mocnej stabilizacji bocznej stawu skokowego.

Została wykonana z dwóch anatomicznie wyprofilowanych łusek polietylenowych, połączonych dolną taśmą. Taśma ta ma możliwość regulacji długości, dzięki czemu przyżyjnie można dopasować wyrób do zabezpieczonego stawu.

Do stabilizacji wyrobu użyto dwóch taśm obwodowych wyposażonych w klamerki, dzięki czemu zwiększyła się możliwość pewnego mocowania wyrobu na kończynie.

Konstrukcja ortezy pozwala na swobodne stosowanie jej w obuwiu sportowym i doskonale sprawdza się nie tylko w sportach halowych, ale także w każdej sytuacji wymagającej mocnej stabilizacji stawu skokowego.

#### Orteza została wykonana z surowca AirPren.

**AirPren** to przewiewny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej poliamidowej dzianiny przestrzennej 3D. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Ortezy wykonane z surowca **AirPren** to jedne z najmocniejszych i najskuteczniejszych ortez dostępnych na rynku. Wewnętrzna dzianina 3D o przestrzennej strukturze, pozwala na swobodne przepływanie przez nią powietrza, które dotlenia skórę oraz powoduje, że pot znajdujący się na jej

---

powierzchni zdecydowanie szybciej odparowuje. Funkcja samoszczepna, surowca **AirPren** zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Surowiec wodoodporny.

## Właściwości

1. **Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta** – dzięki zastosowaniu wewnętrznej perforacji, która pozwala na swobodne oddychanie skóry.
2. **Duża skuteczność stabilizacji** – poprzez swoją kielichową budowę i opaskę w kształcie strzemiona dobrze stabilizuje staw skokowy zapobiegając skręceniu stawu skokowego.
3. **Łatwość użytkowania** – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta

## Przeznaczenie

### Wyrób można stosować w przypadkach:

- skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego,
- nawykowego zwichnięcia stawu skokowego
- stany zapalne, przeciążeniowe aparatu więzadłowego i stawu skokowego.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy