

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-z-tasmami-dociagowymi-tob-500-bn-p-2322.html>



Orteza stawu skokowego z taśmami dociągowymi TOB-500 B/N

Numer katalogowy **TOB-500 B/N**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego typu skarpetkowego ze strefą zmniejszonej kompresji na pięcie, dodatkową ósemkowo prowadzoną taśmą stabilizacyjną zapinaną na taśmy velcro.

Zastosowanie:

lekkie urazy, zwichnięcia, profilaktyka urazów podczas uprawiania sportu.

Działanie:

podparcie, poprawa zwartości stawu, stabilizacja pourazowa.

Kolor: TOB-500N(czarny) / TOB-500B(beż).

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| Obwód 2 cm nad kostką (cm) | | 19-20 | 20-23 | 23-25 | >25 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

Kolor: beżowy , czarny