

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-ze-wzmocnieniami-bocznymi-p-1697.html>



Orteza stawu skokowego ze wzmocnieniami bocznymi

Numer katalogowy	SP-DS-205H
Producent	Special

Opis produktu

Wykonana z innowacyjnego, wytrzymałego, lekkiego i bardzo przewiewnego materiału FLEXTRA® o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania.

- Działa profilaktycznie
- Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- Doskonały przy doleczaniu skręceń 2 i 3 stopnia
- Redukuje ryzyko powstawania nowych i odświeżania zastarzałych kontuzji.

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie. Dzięki systemowi sznurowań zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Dzięki zastosowaniu systemu elastycznych taśm dociskowych umożliwia dopasowanie stabilizacji do indywidualnych potrzeb.

Instrukcja użytkowania:

Ortezę należy zapiąć/zawiązać w taki sposób aby znalazła się w przeznaczonym dla niej miejscu (zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu). Stosować jedynie wg przeznaczenia. Skład: 80% (Flextra) Poliester, 10% Poliuretan, 10% Nylon

Rozmiary:

(mierzyć: obwód nogi tuż nad kostką)- uniwersalny na prawą lub lewą nogę

XS: 22,0-26cm,
S: 24,1-28,0cm,
M: 26,0-29,8cm,
L: 28,0-31,8cm,
XL: 29,8-33,6cm

Przeciwwskazania:

Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, cukrzycy, słabego krążenia, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Sposób konserwacji:

Myć ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS