

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stopowo-goleniowa-p-1839.html>



## Orteza stopowo - goleniowa

Numer katalogowy **QAM04010**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Złamania i pęknięcia kości śródstopia w stanach ostrych lub leczeniu pooperacyjnym, pęknięcie kości stępu, kości piętowej, pęknięcia kości palucha, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, poważne skręcenie, zwichnięcie stawu skokowego, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.

#### CECHY PRODUKTU

- wyjmowana wyściółka wykonana z welurowej dzianiny podklejanej pianką,
- pięć taśm dociągowych z rzepów twardych,
- dwie szyny, które zapewniają odpowiednią stabilizację boczną,
- osłonięty zegar umożliwiający regulację kąta zgięcia w zakresie 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Długość stopy (cm)		21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS