

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stopowo-goleniowa-pneumatyczna-p-1840.html>



## Orteza stopowo - goleniowa (pneumatyczna)

Numer katalogowy **QAM04011**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.

#### CECHY PRODUKTU

- miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tkanek miękkich,
- zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
- osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kątownego ruchu zgięcia podszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Długość stopy (cm)		21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS