

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-ledzwiowo-krzyzowa-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-fl100-p-2435.html>

Orteza (sznurówka) lędźwiowo - krzyżowa sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami FL100



Numer katalogowy **FL100**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Półsztywny lędźwiowo-krzyżowy gorset wykonany z oddychającego elastycznego materiału od wewnętrznej strony wykończonego materiałem typu Poromax®. Pas cechuje wysoka przewiewność w kierunku od ciała na zewnątrz. Tylna część pasa wzmocniona jest czterema stalowymi stalkami, które są elastyczne i dobrze dopasowują się do kształtów ciała. W przedniej części znajdują się dwie elastyczne stalki, które mają za zadanie zapobiegać zwijaniu się pasa oraz wywieranie odpowiedniego nacisku na powłoki brzuszne, zwiększając w ten sposób stabilizację kręgosłupa lędźwiowego.

Wskazania:

Lumbago, Lumbosciatica, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i krążków międzykręgowych, atonia i osłabienie siły mięśniowej, przed i po operacjach w obrębie kręgosłupa, Spondyloarthritis, Spondyloarthrosis, do prac fizycznych jako profilaktyka urazów i przeciążeń części lędźwiowej.

Kolor:szary.

Wysokość z przodu:16 cm.

Wysokość z tyłu:26 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)
S/1	70-85
M/2	85-105
L/3	105-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S