

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-ledzwiowo-krzyzowa-ze-stalkami-lub-fiszbinami-cen-410-p-2361.html>



Orteza (sznurówka) lędźwiowo - krzyżowa ze stawkami lub fiszbinami CEN-410

Numer katalogowy **CEN-410**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Pas lędźwiowy wykonany z elastycznej tkaniny z czterema stawkami podpierającymi część lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa. Zaletami pasa są: szerokie i bardzo długie zapięcie velcro oraz element ułatwiający rozpinanie.

Zastosowanie:

zmiany zwyrodnieniowe, prace fizycznych związane z przenoszeniem różnego rodzaju ciężarów, profilaktyka urazów i przeciążeń kręgosłupa lędźwiowego oraz odcinka lędźwiowo-krzyżowego.

Działanie:

silne podparcie, stabilizacja i dopasowanie pasa do części lędźwiowej kręgosłupa.

Kolor: czarny.

Wysokość z przodu: 16 cm.

Wysokość z tyłu: 25 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód bioder w najszerszym miejscu biodra-pas (cm)	70-85	85-100	100-115	115-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL