


Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-ledzwiowo-krzyzowa-ze-stalkami-lub-fiszbinami-lt-280r-p-2362.html>



Orteza (sznurówka) lędźwiowo - krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami LT-280R

Numer katalogowy **LT-280R**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału, posiada: taśmy tylne podwójnie skrzyżowane, sztywniki tylne, zapięcie na velcro z przodu. Istnieje możliwość dołączenia, poprzez dopięcie, wkładki lędźwiowej podnoszącej miejscowo ciepłotę ciała. Wkładka dzięki mocowaniu na taśmę velcro może być łatwo usuwana przez użytkownika (UWAGA: poduszka nie jest dołączona standardowo do pasa).

Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica, zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśni, przed i pooperacyjnie.

Działanie:

stabilizacja części lędźwiowej, doskonałe dopasowanie anatomiczne do ciała, wygodny i przyjemny w kontakcie z ciałem.

Kolor: beż.

Wysokość z przodu: 16 cm.

Wysokość z tyłu: 26 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7	XXXL/8	XXXXL/9
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123	124-150	134-165

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS , XXXL , XXXXL