

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztwna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-4201-p-2437.html>



## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami 4201

Numer katalogowy **4201**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana z 5 mm neoprenu, zapinana z przodu na velcro, posiada cztery tylne stalki dla zapewnienia lekkiego podparcia części lędźwiowej kręgosłupa.

#### Zastosowanie:

zapewnia odpowiednie podparcie podczas uprawiania sportu, profilaktycznie w trakcie prac fizycznych silnie obciążających część lędźwiową kręgosłupa, niespecyficzne dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego.

#### Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, dokładne przyleganie.

**Kolor:**4201(granat) / 5201 (beż).

#### Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR                                     | XS/1  | S/2   | M/3    | L/4     |
|---|-------|-------|--------|---------|
| Obwód biodra-pas w najszerszym miejscu (cm) | 75-85 | 85-95 | 95-110 | 110-125 |

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy