

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-4202-p-2438.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami 4202

Numer katalogowy **4202**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z 5 mm neoprenu, zapinana z przodu na velcro, posiada cztery tylne stalki dla zapewnienia lekkiego podparcia części lędźwiowej kręgosłupa oraz taśmy dociągowe zapewniające silniejsze podparcie i lepsze przyleganie pasa.

Zastosowanie:

Lumbalgia, bóle reumatyczne, czynności powodujące powstawanie przeprostu odcinka lędźwiowego, zapewnia odpowiednie podparcie podczas uprawiania sportu, profilaktycznie w trakcie prac fizycznych silnie obciążających część lędźwiową kręgosłupa.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, dokładne przyleganie, stabilizacja.

Kolor:4202(granat) / 5202 (beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód biodra-pas w najszerszym miejscu (cm)	75-85	85-95	95-110	110-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

Kolor: beżowy , granatowy