

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurówka-tułowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-4203-p-2439.html>



## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami 4203

Numer katalogowy **4203**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana z 5 mm neoprenu, zapinana z przodu na velcro, posiada cztery tylne metalowe stalki, które zapewniają podparcie części lędźwiowej kręgosłupa, a skrzyżowane taśmy dociągowe zapewniające silniejsze podparcie i lepsze przyleganie pasa.

#### Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica (ischias), bóle reumatyczne, Lumboarthrosis, atonia mięśniowa, zmiany degeneracyjne, silne podparcie podczas wykonywania ciężkich prac fizycznych i aktywności sportowej silnie obciążających część lędźwiową kręgosłupa.

**Kolor:**4203(granat) / 5203(beż).

**Wysokość z przodu:**16 cm.

**Wysokość z tyłu:**28 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód biodra-pas w najszerszym miejscu (cm)	75-85	85-95	95-110	110-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy