

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-4205-p-2441.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami 4205

Numer katalogowy **4205**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Neoprenowa orteza ze skrzyżowanymi z tyłu dwoma pasmami oraz z 4 stawkami.

Zastosowanie:

lekkie dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego, Lumbalgia, osłabienie i atonia mięśniowa.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, lekkie podparcie.

Kolor:granat.

Wysokość z przodu:16 cm.

Wysokość z tyłu:28 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód biodra-pas w najszerszym miejscu (cm)	75-85	85-95	95-110	110-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS